


# HISTOCORE WATER BATH


# HISTOCORE SLIDE DRYER

FACILITEZ LA FLOTTAISON ET LE SÉCHAGE DE VOS LAMES



## HistoCore Water Bath :

- Bac à eau amovible
- Le bac à eau noir et l'éclairage LED permettent d'identifier plus facilement les sections flottantes
- Un traitement spécial améliore la durabilité du bac
- L'écran tactile OLED doté d'une interface utilisateur intuitive permet de contrôler à la fois le bain-marie et le portoir de séchage pour lames




## HistoCore Slide Dryer :

- Design permettant un gain de place, encombrement réduit
- Capacité pour jusqu'à 30 lames
- Bâti noir offre une bonne visibilité et un bon contraste
- Un bâti chauffé et incliné à 45° facilite la prise et la mise en place des lames
- Pas besoin d'une prise d'alimentation supplémentaire, il suffit de le connecter au HistoCore Water Bath

# HISTOCORE WATER BATH

# HISTOCORE SLIDE DRYER

DES OPTIONS D'AGENCEMENT FLEXIBLES QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS EN MATIÈRE DE FLUX DE TRAVAIL



Non du modèle	Numéro de référence	Dimensions (L x H x l)	Température de chauffage
HistoCore Water Bath	140607020C0	280 x 280 x 105 mm	Jusqu'à 60 °C
HistoCore Slide Dryer	140607010C0	200 x 280 x 98 mm	Jusqu'à 75 °C

HistoCore Slide Dryer comme accessoire

Faire progresser le diagnostic du cancer  
Améliorer les vies

**Leica**  
BIO SYSTEMS